

## Guide de sélection de la série 200

Produit Novagard	Skin over-time	Viscosité (cPs)	Dureté (Shore A)	Strench tension (psi)	Elongation (%)	Densité	Couleur
<b>Fluide</b>							
200-251	0-20	8,000 - 12,000	20 +/- 5	30-50	80-120	0,95-1,01	Transparent
200-260	0-60	300-800	20 +/- 5	30-50	80-120	0,95-1,01	Transparent
<b>Auto-nivelante</b>							
200-202	0-20	20,000 - 35,000	15 +/- 5	50-100	245-300	0,95-1,01	Noir
200-250	0-60	20,000 - 40,000	15 +/- 5	N-A	N/A	0,95-1,01	Transparent
<b>Epaisse</b>							
200-102	0-30	70,000 - 110,000	25 +/- 5	200	250	1,10-1,20	Noir
200-107	0-30	70,000 - 120,000	25 +/- 5	200	250	1,10-1,20	Blanc
200-257	0-30	70,000 - 110,000	15 +/- 5	50-100	245-300	0,95-1,01	Transparent

\*Les valeurs indiquées reflètent des tests effectués dans des conditions de laboratoire, les résultats réels peuvent varier. Les informations fournies dans le tableau ci-dessus ne sont pas destinées à être utilisées pour la préparation de spécifications. Veuillez consulter le fabricant pour de plus amples informations.